

A
A J S
S



IRANSET

شرکت اطهرانس جراح شرق

تولید کننده لوازم یکبار مصرف پزشکی



www.ajsmed.com

شرکت اطهران جراح شرق

تولید کننده لوازم یکبار مصرف پزشکی

www.ajsmed.com

تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی - ۴۵ متری اول

سی متری دوم جنوبی - ۲۰ متری ۲۲

۰۹۱۲۰۶۱۵۲۷۰ ۰۴۱۳۴۳۲۸۲۵۷

info@ajsmed.com

ست خون blood set



این محصول برای تزریق خون و مشتقات خونی از طریق آنژیوکت و اسکالپ وین یا هرگونه باز نگهدارنده رگ استفاده می شود و دارای فیلتر مخصوص با قطر منافذ ۲۶۰ میکرونی جهت جلوگیری از ورود لخته خون به رگ می باشد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

This product is used for injecting blood and blood derivatives through IV cannula and scalp vein or any vein opener and has a special filter with a pore diameter of 260 microns to prevent blood clots from entering the vein. This product is sterilized, non-toxic, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

لوله ساکشن Suction tube

این محصول برای خارج نمودن خون، مخاط و ترشحات بدن حین عمل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از PVC با گرید پزشکی دارای قابلیت انعطاف زیاد، بدون تاخوردگی و با طول استاندارد ۲ متر می باشد که در سه سایز ۲۵، ۳۰، ۳۵ تولید می گردد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

This product is used to remove blood, mucus and body secretions during surgery. This product is made of medical grade PVC with high flexibility, without folding and a standard length of 2 meters, which is produced in three sizes: 25, 30, 35. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.





این وسیله در اتاق های عمل، اورژانس های مراکز درمانی و هر جا که نیاز به شست و شوی زخم، جراحی و سوختگی بیمار با مایع شستشو یا سرم وجود داشته باشد، قابل استفاده میباشد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

This device can be used in operating rooms, emergency rooms of medical centers and wherever there is a need to wash wounds, injuries and burns of the patient with washing liquid or serum. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

Heparin lock **هپارین لاک**

هپارین لاک یا صفر بند وسیله ای است که باعث باز نگاه داشته شدن مسیر رگ جهت تزریقات متناوب گردیده و دارای یک محل تزریق سیلیکونی فاقد لاتکس و با خاصیت اتوسیل (خود جمع شونده) می باشد. این محصول استریل، غیرسمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

Heparin lock keeps the vein path open for intermittent injections, which has a latex-free silicone injection site with auto seal (self-retracting) properties. This product is sterilized, non-toxic and non-toxic , non-pyrogenic and disposable.



IV Cannula آنژیوکت

این محصول که باعث دسترسی سریع و آسان به رگ های محیطی با کمترین آسیب بافتی می گردد، دارای یک کاتتر کوچک و منعطف جهت تزریق انواع مایعات و دارو ها و خون گیری از عروق محیطی میباشد. این محصول در سایز و رنگ های مختلف دارای کاربرد های متفاوت تولید میگردد که شامل آنژیوکت بنفش سایز ۲۶، زرد سایز ۲۴، آبی سایز ۲۲، صورتی سایز ۲۰، سبز سایز ۱۸، سفید سایز ۱۷، خاکستری سایز ۱۶ و نارنجی سایز ۱۴ می باشد که قطر کمتر در آنژیوکت نارنجی بیشترین و در آنژیوکت بنفش کمترین می باشد. این محصول استریل، غیرسمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

This product, which provides quick and easy access to peripheral vessels with minimal tissue damage, has a small and flexible catheter for injecting various liquids and drawing blood from peripheral vessels. This product is available in different sizes and colors which include purple IV Cannula size 26, yellow size 24, blue size 22, pink size 20, green size 18, white size 17, gray size 16 and orange size 14. The diameter of the catheter is the largest in the orange IV Cannula and the smallest in the purple IV Cannula. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

مدار بیهوشی Anesthesia circuit

این محصول رابط میان دستگاه بیهوشی و مجرای تنفس بیمار حین عمل جراحی می باشد. این ست دارای لوله های ضد انسداد و بدون نشتی در سیستم، دارای کانکتور های محکم و با حفظ نرخ جریان در حین تاب خوردگی می باشد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف میباشد.

This product is the interface between the anesthesia machine and the patient's respiratory tract during surgery. This set has anti-blocking and leak-free pipes, with strong connectors and maintaining the flow rate during warping. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.



اکستنشن تیوب Extension tube



این محصول نوعی رابط جهت ارتباط بین ست خون، ست سرم، میکروست و سایر ست ها با آنژیوکت واسکالپ وین می باشد. که به کمک آن می توان فاصله ی بیشتر و ایمن تری بین بیمار و مایعات تزریقی ایجاد کرد. این محصول با طول تیوب های ۱۵، ۶۰، ۸۰، ۱۱۰، ۱۵۰ سانتی متری و در مدل های MM و MF و رنگی قابل عرضه میباشد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف میباشد.

This product is a kind of interface for communication between the blood set, IV set, burette infusion set and other sets with the IV Cannula and the scalp vein. With the help of it, a greater and safer distance can be created between the patient and the injected fluids. This product with the length of the tube 15, 60, 80, 110, 150 cm is available in MM, MF and colored models. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

مدار بیهوشی Anesthesia circuit

این محصول به عنوان رابطی میان دستگاه ونتیلاتور و مجرای تنفسی بیمار بوده و امکان رساندن اکسیژن، خارج کردن CO₂ و کنترل دما و رطوبت را فراهم می کند. همچنین امکان نمونه برداری، کنترل فشار، جریان و حجم در آنها وجود دارد. این محصول ضد انسداد و بدون هرگونه نشتی در سیستم بوده و در انواع بدون واترترپ، تک واترترپ و دو واترترپ تولید می گردد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف میباشد.

This product acts as an interface between the ventilator and the patient's respiratory tract and provides the possibility of delivering oxygen, removing CO₂, and controlling temperature and humidity. It is also possible to take samples, control pressure, flow and volume in them. This product is anti-blocking and without any leakage in the system and is produced in several types including without water trap, with single water trap and with double water trap. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.



Nelaton catheter سوند نلاتون

این محصول تیوب نرم و باریکی می باشد که جهت تخلیه ی ادرار از مثانه مورد استفاده قرار می گیرد و انتهای مخروطی شکل آن سبب تسهیل قرارگیری در مثانه می گردد. این سوند ها برای تخلیه ترشحات بینی و ریه هم مورد استفاده قرار می گیرند و در سایز های ۶ تا ۲۴ عرضه می گردد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف میباشد.

This product is a soft and narrow tube that is used to drain urine from the bladder, and its cone-shaped end facilitates placement in the bladder. These tubes are also used to drain nasal and lung secretions. Available in sizes 6 to 24. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

Nasogastric tube سوند نازوگاستریک و فیدینگ تیوب

این محصول با تعبیه از راه دهان یا بینی برای شست و شوی معده در موارد خون ریزی و مسمومیت یا تغذیه و دارورسانی به معده در افرادی که مشکل بلع دارند کاربرد دارد. این محصول دارای نشانه گذاری و خط رادیواپک جهت تشخیص محل قرار گیری لوله می باشد. و در سایز های ۵ تا ۲۴ با رنگ کانکتورهای متفاوت عرضه می گردد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف میباشد.

This product is used to wash the stomach in cases of bleeding and poisoning or to feed and administer medicine to the stomach in people who have difficulty swallowing. This product has markers and a radiopaque line to identify the location of the pipe. And it is available in sizes 10 to 18 with different colors of connectors. This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.





Suction catheter (سر ساکشن)



چسب لکوپلاست (چسب زینک اکساید) یک چسب با پایه ی پارچه ای و یک ماده چسبنده برای ثابت نگه داشتن پانسمان و آنژیوکت و سایر تجهیزات پزشکی می باشد. این محصول در عرض های مختلف تولید می گردد. و غیر سمی و بی خطر می باشد.

Leukoplast tape (zinc oxide tape) is a cloth-based glue and an adhesive material to keep dressings and IV cannula and other medical equipment stable. This product is produced in different widths. And it is non-toxic and safe.

chest lead (chest electrode) (چست لید (چست الکتروود))

به وسیله ی چست لید مولدهای دستگاه مانیتور قلب به بدن وصل می شوند و نوسانات و سیگنال های قلب را به دستگاه مانیتور قلب انتقال می دهند. این قطعات از جنس فوم غیر آلرژی زا بوده و در برابر آب، مایعات و تعرق نفوذ ناپذیر بوده و تنفس پوستی به هنگام استفاده را ممکن می سازند و امواج کاردیوگرافی را بدون پارازیت و با کیفیت بالا انتقال می دهند.

By means of the chest lead, the generators of the heart monitor device are connected to the body and transmit the oscillations and signals of the heart to the heart monitor device. These parts are made of non-allergenic foam, impermeable to water, liquids and sweat, and they make it possible for the skin to breathe during use, they transmit cardiographic waves without interference and with high quality.





چسب لکوپلاست Leukoplast tape



چسب لکوپلاست (چسب زینک اکساید) یک چسب با پایه ی پارچه ای و یک ماده چسبنده برای ثابت نگه داشتن پانسمان و آنژیوکت و سایر تجهیزات پزشکی می باشد. این محصول در عرض های مختلف تولید می گردد. و غیر سمی و بی خطر می باشد.

Leukoplast tape (zinc oxide tape) is a cloth-based glue and an adhesive material to keep dressings and IV cannula and other medical equipment stable. This product is produced in different widths. And it is non-toxic and safe.

اسپاکلوم واژینال Vaginal speculum

این محصول برای انجام معاینات واژن و سرویکس (دهانه ی رحم) و نمونه برداری پاپ اسمیر با ایجاد فاصله بین دیواره های واژن کاربرد زیادی دارد. این محصول از مواد مقاوم و غیر حساسیت زای پلی استایرن و در سایز های S و M و L تولید می گردد. این محصول غیر سمی، غیر استریل و یکبار مصرف می باشد.

This product is widely used for performing vaginal and cervical examinations and Pap smear sampling by widening the walls of the vagina. This product is made of resistant and non-allergenic polystyrene material and is produced in S, M and L sizes. This product is non-toxic, non-sterile and disposable.



Urine Bag کیسه ادرار



کیسه ادرار یا همان Urine Bag از یک کیسه به همراه یک تیوب تشکیل شده است و معمولاً برای افرادی که بر اثر بیماری یا جراحی امکان تخلیه ادرار به صورت معمول یا رفتن به دستشویی برای آنها وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ادرار از طریق سوندی که به مثانه بیمار وصل شده است وارد کیسه ادرار شده و در صورت نیاز، از طریق سوکت کوچکی که در انتهای تیوب کیسه ادرار قرار دارد تخلیه می‌شود.

Urine bag consists of a bag with a tube and is usually used for people who cannot urinate normally or go to the bathroom due to illness or surgery. Urine enters the bladder through a catheter connected to the patient's bladder and, if needed, is drained through a small socket at the end of the bladder tube.

Hemovac هموواک

درن هموواک به منظور مکش و خارج نمودن مایعات و ترشحات در حین جراحی و پس از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این وسیله یک محفظه استوانه‌ای شکل است که درون آن یک فنر کار گذاشته شده و با جمع شدن و آزادسازی عمل مکش را انجام می‌دهد. مواد به کار رفته در ساخت این محصول از نوع مدیکال است و کاملاً استریل و ضدحساسیت می‌باشد. این درن دارای مخزن با گنجایش ۶۰۰ میلی لیتر می‌باشد و از اتصالاتی چون سوزن خمیده، کلمپ، تیوب مکش ترشحات و اتصال دهنده برخوردار است.


A Hemovac drain is a type of drain that is put into a wound during surgery to help remove blood and fluid during and after surgery.

Hemovac drain is a cylindrical chamber which a spring is placed inside of it and suction performs by contracting and releasing. The materials used in making this product are of medical type and are completely sterile and hypoallergenic. This drain has 600 ml capacity tank and is connected with bent needle, clamp, suction tube and its supplier.





ست های تزریق رنگی



A
A J S
S

IRANSET

شرکت اژدها ان جراح شرق

www.ajsmmed.com



Burette infusion set

میکروست



میکروست وسیله ای است که در تزریق وریدی با حجم معین و دقیق از داروها و محلول های رقیق شده به واسطه آنژیوکت و اسکالپ وین استفاده می شود. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف بوده و در پنج مدل میکروست تخصصی و میکروست مخصوص پمپ تزریق و با پورت غیر منعطف، میکروست تخصصی و میکروست مخصوص پمپ تزریق با پورت منعطف و میکروست خون عرضه می گردد. حجم های قابل عرضه برای پورت ۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی لیتر می باشد.

Burette infusion set is used in intravenous injection of certain and precise volume of drugs and diluted solutions by means of IV cannula and scalp vein.

This product is sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.

Available in 5 models: non-flexible burette infusion set for normal use and non-flexible burette infusion set for infusion pump, flexible burette infusion set for normal use and flexible burette infusion set for infusion pump and blood burette infusion set.

سه راهی آنژیوکت way stopcock

این محصول برای تزریق همزمان چند دارو یا سرم و یا کنترل مایعات در حال تزریق با چرخش شیر بدون نیاز به رگ گیری چند باره، با جریان مایع یکنواخت بدون آشفتگی و حباب هوا و با تحمل فشار ۴ بار تولید می گردد.

این محصول در دو مدل آبی (جهت تزریق وریدی) و قرمز (جهت تزریق شریانی) عرضه می گردد. این محصول استریل، غیر سمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.

way stopcock is used for the simultaneous injection of multiple medications or serum or control of injecting fluids with the rotation of its valve without the need for multiple veins. It is produced with a uniform liquid flow without turbulence and air bubbles and with a pressure tolerance of 4 bar.

Available in 2 models: blue for (For intravenous injection) and red (For arterial injection). This product is Sterilized, non-toxic, non-pyrogenic and disposable.





اثران جراح شرق

شرکت تولیدی پزشکی اطران جراح شرق (ایران ست) یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی و مدرن تولید تجهیزات یکبار مصرف پزشکی در ایران است که در سال ۱۳۸۱ با زیربنای بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع در کیلومتر ۳۵ جاده تبریز به آذرشهر به بهره برداری رسید . هدف از تأسیس و راه اندازی شرکت اطران جراح شرق ، قطع وابستگی کشور به ورود تجهیزات پزشکی یکبار مصرف به منظور جلوگیری از خروج ارز ، انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی و ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است.

Atharan Jarrah Co

www.ajsmc.com

شرکت اطهران جراح شرق

تولید کننده لوازم یکبار مصرف پزشکی

www.ajsmed.com

تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی - ۴۵ متری اول

سی متری دوم جنوبی - ۲۰ متری ۲۲

۰۹۱۲۰۶۱۵۲۷۰ ۰۴۱۳۴۳۲۸۲۵۷

info@ajsmed.com